


# 腹膜透析(バススター社の場合)処方内容の例

## CAPDの例

- ①レギュニール LCa 1.5 UVツイン 2L  
・・・92個(23箱)
- ②エクストラニール UVツイン 2L  
・・・32個(8箱)
- ③つなぐセット キャップキット  
・・・120個(4箱)
- ④つなぐセット 排液バッグ  
・・・30個(1箱)

上記、30日分




## APDの例

※2021年9月1日現在

- ①レギュニール LCa 1.5 シングル機器専用 2.5L  
・・・92個(23箱)
- ②エクストラニール シングル機器専用 2L  
・・・32個(8箱)
- ③つなぐセット キャップキット  
・・・60個(2箱)
- ④つなぐセット 排液バッグ  
・・・30個(1箱)
- ⑤かぐやセット  
・・・30個(3箱)

上記、30日分



※腹膜透析の治療時、腹膜透析液と医療材料が必要になります

※①②は腹膜透析液

※③④⑤は医療材料、③⑤は必要、④は治療スケジュール次第で使用

# 腹膜透析 処方(宅配)される医療材料

## 名称、コード等 (バクスター社)

※2021年9月1日現在

| 品番       | 販売名                         | 規格    | 分野名            | 構成・分類                   | 包装     | 一般的名称                    |
|----------|-----------------------------|-------|----------------|-------------------------|--------|--------------------------|
| JPC4222K | ホームPDシステム<br>つなぐセット キャップキット | —     | 腹膜透析液<br>交換セット | 交換キット                   | 30 セット | 腹膜灌流用回路<br>及び関連用具セット     |
| T5C4462K | ホームPDシステム<br>つなぐセット         | 排液バッグ | 腹膜透析液<br>交換セット | 回路・Yセット                 | 30 セット | 腹膜灌流用回路<br>及び関連用具セット     |
| T5C4600  | ホームPDシステム<br>かぐやセット         | —     | 腹膜透析液<br>交換セット | 回路・APDセット<br>(落差式・ポンプ式) | 10 セット | 自動腹膜灌流装置用回路<br>及び関連用具セット |

| 品番       | 販売名                         | 規格    | JANコード        |               | レセプト電算コード |           |           |
|----------|-----------------------------|-------|---------------|---------------|-----------|-----------|-----------|
|          |                             |       | 1単位           | 包装単位          | 在宅        | 院内        | 調剤        |
| JPC4222K | ホームPDシステム<br>つなぐセット キャップキット | —     | 4987456508853 | 4987456510368 | 732670000 | 710010654 | 737890000 |
| T5C4462K | ホームPDシステム<br>つなぐセット         | 排液バッグ | 4987456508884 | 4987456510351 | 732680000 | 738100000 | 737900000 |
| T5C4600  | ホームPDシステム<br>かぐやセット         | —     | 4987456508907 | 4987456510412 | 732690000 | 738110000 | 737910000 |

※レセコン等ご使用時、販売名のほかに分野名 & 構成・分類やコードもご活用下さい  
例) つなぐセットキャップキット・・・腹膜透析液交換セット 交換キット